

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-13026-01-00
nach DIN EN ISO 15189:2014

Gültig ab:

Ausstellungsdatum: 25.07.2023

Urkundeninhaber:

MVZ Labor Schweinfurt GmbH

Gustav-Adolf-Straße 8, 97422 Schweinfurt

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-13026-01-00

Untersuchungen im Bereich:

Medizinische Laboratoriumsdiagnostik

Untersuchungsgebiete:

Klinische Chemie

Immunologie

Mikrobiologie

Virologie

Transfusionsmedizin

Innerhalb der mit * gekennzeichneten Untersuchungsbereiche ist dem Laboratorium, ohne dass es einer vorherigen
Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle

Ausstellungsdatum: 25.07.2023

Gültig ab: 25.07.2023

Untersuchungsgebiet: Klinische Chemie

Untersuchungsart: Durchflusszytometrie*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät
Leukozyten	EDTA-Blut, Liquor	Fluoreszenz-Durchflusszytometrie	SOP-HAEM-Met-034 V9 / 421 V7 / 362 V8	Sysmex XN
Erythrozyten	EDTA-Blut, Liquor	Fluoreszenz-Durchflusszytometrie	SOP-HAEM-Met-357 V9 / 421 V7 / 362 V8	Sysmex XN
Thrombozyten	EDTA-Blut, Citratblut	Fluoreszenz-Durchflusszytometrie	SOP-HAEM-Met-356 V8	Sysmex XN
Neutrophile Granulozyten	EDTA-Blut, Liquor	Fluoreszenz-Durchflusszytometrie	SOP-HAEM-Met-361 V8 / 362 V8	Sysmex XN
Lymphozyten	EDTA-Blut, Liquor	Fluoreszenz-Durchflusszytometrie	SOP-HAEM-Met-361 V8 / 362 V8	Sysmex XN
Monozyten	EDTA-Blut	Fluoreszenz-Durchflusszytometrie	SOP-HAEM-Met-361 V8	Sysmex XN
Eosinophile	EDTA-Blut	Fluoreszenz-Durchflusszytometrie	SOP-HAEM-Met-361 V8	Sysmex XN

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-13026-01-00

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät
Basophile	EDTA-Blut	Fluoreszenz-Durchflusszytometrie	SOP-HAEM-Met-361 V8	Sysmex XN
segm. Granulozyten abs.	EDTA-Blut	Fluoreszenz-Durchflusszytometrie	SOP-HAEM-Met-361 V8	Sysmex XN
Normoblasten	EDTA-Blut	Fluoreszenz-Durchflusszytometrie	SOP-HAEM-Met-359 V9	Sysmex XN
Retikulozyten	EDTA-Blut	Fluoreszenz-Durchflusszytometrie	SOP-HAEM-Met-360 V8	Sysmex XN
Mittleres Zellvolumen	EDTA-Blut	Widerstandsmessprinzip	SOP-HAEM-Met-357 V9	Sysmex XN
Hämatokrit	EDTA-Blut	Widerstandsmessprinzip	SOP-HAEM-Met-357 V9	Sysmex XN

Untersuchungsart:

Elektrochemische Untersuchungen*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät
Na, K, Cl	Serum, Li-Heparinplasma	ionenselektive Elektroden	SOP-COB-Met-843 V10	Cobas 8000
Na, K, Cl	Urin	ionenselektive Elektroden	SOP-KC-Met-303 V4 SOP-COB-Met-846 V9	Cobas 6000 Cobas 8000

Untersuchungsart:
Koagulometrie*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät
TPZ (Quick)	Citrat-Plasma	Koagulometrische Turbidimetrie	SOP-GR-Met-052 V12	BCSXP
aPTT	Citrat-Plasma	Koagulometrische Turbidimetrie	SOP-GR-Met-056 V12	BCSXP
Fibrinogen	Citrat-Plasma	Koagulometrische Turbidimetrie	SOP-GR-Met-059 V13	BCSXP
D-Dimere	Citrat-Plasma	Koagulometrische Turbidimetrie	SOP-GR-Met-155 V11	BCSXP
Faktor II	Citrat-Plasma	Koagulometrische Turbidimetrie	SOP-GR-Met-156 V13	BCSXP
Faktor IX	Citrat-Plasma	Koagulometrische Turbidimetrie	SOP-GR-Met-065 V12	BCSXP
Faktor V	Citrat-Plasma	Koagulometrische Turbidimetrie	SOP-GR-Met-156 V13	BCSXP
Faktor VIII	Citrat-Plasma	Koagulometrische Turbidimetrie	SOP-GR-Met-065 V12	BCSXP

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-13026-01-00

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät
Faktor VII	Citrat-Plasma	Koagulometrische Turbidimetrie	SOP-GR-Met-156 V13	BCSXP
Faktor VIII Inhibitor	Citrat-Plasma	Koagulometrische Turbidimetrie	SOP-GR-Met-386 V9	BCSXP
Faktor VIII chromogen	Citrat-Plasma	Koagulometrische Turbidimetrie	SOP-GR-Met-1152 V2	BCSXP
Faktor IX chromogen	Citrat-Plasma	Koagulometrische Turbidimetrie	SOP-GR-Met-1153 V2	BCSXP
Anti Faktor X a	Citrat-Plasma	Koagulometrische Turbidimetrie	SOP-GR-Met-175 V15	BCSXP
Faktor X	Citrat-Plasma	Koagulometrische Turbidimetrie	SOP-GR-Met-156 V13	BCSXP
Faktor XI	Citrat-Plasma	Koagulometrische Turbidimetrie	SOP-GR-Met-065 V12	BCSXP
Faktor XII	Citrat-Plasma	Koagulometrische Turbidimetrie	SOP-GR-Met-065 V12	BCSXP
Protein S funktionell	Citrat-Plasma	Koagulometrische Turbidimetrie	SOP-GR-Met-1097 V6	BCSXP
Von Willebrand-Antigen	Citrat-Plasma	Koagulometrische Turbidimetrie	SOP-GR-Met-159 V10	BCSXP
Lupusantikoagulant	Citrat-Plasma	Koagulometrische Turbidimetrie	SOP-GR-Met-171 V10	BCSXP
APC-Resistenz	Citrat-Plasma	Koagulometrische Turbidimetrie	SOP-GR-Met-167 V10	BCSXP

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-13026-01-00

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät
DVV-Test	Citrat-Plasma	Koagulometrische Turbidimetrie	SOP-GR-Met-1098 V4	BCSXP
DVV-Confirm	Citrat-Plasma	Koagulometrische Turbidimetrie	SOP-GR-Met-1098 V4	BCSXP
Ristocetin-Cofaktor	Citrat-Plasma	Koagulometrische Turbidimetrie	SOP-GR-Met-157 V10	BCSXP
Thrombin-Zeit (TZ)	Citrat-Plasma	Koagulometrische Turbidimetrie	SOP-GR-Met-218 V11	BCSXP
freies Protein S	Citrat-Plasma	Koagulometrische Turbidimetrie	SOP-GR-Met-1136 V4	BCSXP
Anti Faktor Xa Edoxaban	Citrat-Plasma	Koagulometrische Turbidimetrie	SOP-GR-Met-175 V15	BCSXP
Dabigatran	Citrat-Plasma	Koagulometrische Turbidimetrie	SOP-GR-Met-844 V8	BCSXP
Reptilasezeit	Citrat-Plasma	Koagulometrische Turbidimetrie	SOP-GR-Met-217 V8	BCSXP

Untersuchungsart:

Ligandenassays*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät
Carbamazepin	Serum, Li-Heparinplasma	IA/KIMS	SOP-KC-Met-1377 V1 SOP-COB-Met-1646 V1	Cobas 6000 Cobas 8000
Gentamycin	Serum, Li-Heparinplasma	IA/KIMS	SOP-KC-Met-1392 V1 SOP-COB-Met-1648 V1	Cobas 6000 Cobas 8000
Phenytoin	Serum, Li-Heparinplasma	IA/KIMS	SOP-KC-Met-1398 V1 SOP-COB-Met-1649 V2	Cobas 6000 Cobas 8000
Theophyllin	Serum, Li-Heparinplasma	IA/KIMS	SOP-KC-Met-1395 V1 SOP-COB-Met-1638 V1	Cobas 6000 Cobas 8000
Valproinsäure	Serum, Li-Heparinplasma	EIA	SOP-KC-Met-1394 V1 SOP-COB-Met-1639 V2	Cobas 6000 Cobas 8000
Vancomycin	Serum, Li-Heparinplasma	IA/KIMS	SOP-KC-Met-1401 V1 SOP-COB-Met-1645 V1	Cobas 6000 Cobas 8000
Paracetamol	Serum, Li-Heparinplasma	EIA	SOP-KC-Met-1397 V1 SOP-COB-Met-1636 V1	Cobas 6000 Cobas 8000
Cortisol	Serum, Li-Heparinplasma	ECLIA	SOP-COB-Met-1305 V2	Cobas 8000
Ferritin	Serum, Li-Heparinplasma	ECLIA	SOP-COB-Met-1302 V2	Cobas 8000
Östradiol	Serum, Li-Heparinplasma	ECLIA	SOP-COB-Met-1300 V2	Cobas 8000
FSH	Serum, Li-Heparinplasma	ECLIA	SOP-COB-Met-1280 V3	Cobas 8000
LH	Serum, Li-Heparinplasma	ECLIA	SOP-COB-Met-1299 V2	Cobas 8000
Progesteron	Serum, Li-Heparinplasma	ECLIA	SOP-COB-Met-1291 V2	Cobas 8000
Prolactin	Serum, Li-Heparinplasma	ECLIA	SOP-COB-Met-1281 V2	Cobas 8000
Testosteron	Serum, Li-Heparinplasma	ECLIA	SOP-COB-Met-1282 V3	Cobas 8000
HCG + β	Serum, Li-Heparinplasma	ECLIA	SOP-COB-Met-1298 V3	Cobas 8000

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-13026-01-00

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät
AFP	Serum, Li-Heparinplasma	ECLIA	SOP-COB-Met-1269 V3	Cobas 8000
CA15-3	Serum, Li-Heparinplasma	ECLIA	SOP-COB-Met-1278 V2	Cobas 8000
CA19-9	Serum, Li-Heparinplasma	ECLIA	SOP-COB-Met-1279 V2	Cobas 8000
CA125	Serum, Li-Heparinplasma	ECLIA	SOP-COB-Met-1306 V2	Cobas 8000
CEA	Serum, Li-Heparinplasma	ECLIA	SOP-COB-Met-1277 V2	Cobas 8000
PSA frei	Serum, Li-Heparinplasma	ECLIA	SOP-COB-Met-1555 V2	Cobas 8000
PSA total	Serum, Li-Heparinplasma	ECLIA	SOP-COB-Met-1555 V2	Cobas 8000
FT4	Serum, Li-Heparinplasma	ECLIA	SOP-COB-Met-1276 V3	Cobas 8000
FT3	Serum, Li-Heparinplasma	ECLIA	SOP-COB-Met-1275 V3	Cobas 8000
Parathormon intakt	Serum	ECLIA	SOP-COB-Met-1556 V2	Cobas 8000
Procalcitonin (PCT)	Serum, Li-Heparinplasma	ECLIA	SOP-COB-Met-1271 V2	Cobas 8000
TSH basal	Serum, Li-Heparinplasma	ECLIA	SOP-COB-Met-1274 V4	Cobas 8000
DHEA	Serum, Li-Heparinplasma	ECLIA	SOP-COB-Met-1301 V2	Cobas 8000

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-13026-01-00

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät
Digitoxin	Serum, Li-Heparinplasma	ECLIA	SOP-COB-Met-1552 V2	Cobas 8000
Troponin T hs	Serum, Li-Heparinplasma	ECLIA	SOP-KC-Met-140 V2 SOP-COB-Met-1558 V2	Cobas 6000 Cobas 8000
Neuronenspez. Enolase	Serum	ECLIA	SOP-COB-Met-1307 V2	Cobas 8000
Sexualhormonbindendes Hormon (SHGB)	Serum	ECLIA	SOP-COB-Met-1273 V2	Cobas 8000
Vitamin D Total	Serum, Li-Heparinplasma	ECLIA	SOP-COB-Met-1295 V2	Cobas 8000
BNP	Serum, Li-Heparinplasma	ECLIA	SOP-COB-Met-1297 V2	Cobas 8000
Calprotectin	Stuhl	CLIA	SOP-BAK-Met-1230 V3	Liaison
Folsäure	Serum, Li-Heparinplasma	Kompetitionsprinzip	SOP-COB-Met-1290 V2	Cobas 8000
Vitamin B12	Serum, Li-Heparinplasma	Kompetitionsprinzip	SOP-COB-Met-1287 V2	Cobas 8000
Digoxin	Serum, Li-Heparinplasma	Kompetitionsprinzip	SOP-COB-Met-1554 V2	Cobas 8000
Interleucin 6	Serum, Li-Heparinplasma	ECLIA	SOP-COB-Met-1294 V2	Cobas 8000
Blut im Stuhl	Stuhl	IA	BA-IFOB-T-Ger-1327 V2	OC Sensor

Untersuchungsart:

Mikroskopie*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät
manuelle Differenzierung	EDTA-Blut / Ausstriche	Mikroskopie	SOP-HAEM-Met-361 V8 / SOP-HAEM-Ger-505 V9	Mikroskop
Leukozyten	Liquor	Mikroskopie / Zählkammer	SOP-HAEM-Met-054 V7	Mikroskop
Granulozyten	Liquor	Mikroskopie / Zählkammer	SOP-HAEM-Met-054 V7	Mikroskop
Urin Sed. (morph.Bestandteile)	Urin	Mikroskopie	SOP-UR-Ger-504 V6	Mikroskop

Untersuchungsart:

Sedimentationsuntersuchungen

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät
Blutsenkung	Natriumcitratblut	Sedimentationsuntersuchung	SOP-HAEM-Met-398 V5	DESAGA Sediplus

Untersuchungsart:

Spektrometrie (UV- /VIS-Photometrie)*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät
GOT	Serum, Li-Heparinplasma	Photometrie	SOP-KC-Met-018 V4 SOP-COB-Met-895 V10	Cobas 6000 Cobas 8000
GPT	Serum, Li-Heparinplasma	Photometrie	SOP-KC-Met-006 V4 SOP-COB-Met-896 V8	Cobas 6000 Cobas 8000
GGT	Serum, Li-Heparinplasma	Photometrie	SOP-KC-Met-017 V4 SOP- COB-Met-897 V9	Cobas 6000 Cobas 8000
AP	Serum, Li-Heparinplasma	Photometrie	SOP-KC-Met-060 V3 SOP- COB-Met-898 V10	Cobas 6000 Cobas 8000
Pankreas-Amylase	Serum, Li-Heparinplasma	Photometrie	SOP-KC-Met-014 V4 SOP- COB-Met-919 V9	Cobas 6000 Cobas 8000
Bilirubin gesamt	Serum, Li-Heparinplasma	Photometrie	SOP-KC-Met-1418 V1 SOP-COB-Met-900 V12	Cobas 6000 Cobas 8000
Bilirubin direkt	Serum, Li-Heparinplasma	Photometrie	SOP-KC-Met-1432 V1 SOP-COB-Met-901 V8	Cobas 6000 Cobas 8000
Calcium	Serum, Li-Heparinplasma, Urin	Photometrie	SOP-KC-Met-1425 V1 SOP-COB-Met-848 V9	Cobas 6000 Cobas 8000
CHE	Serum, Li-Heparinplasma	Photometrie	SOP-KC-Met-012 V3 SOP- COB-Met-903 V8	Cobas 6000 Cobas 8000
Dibucaïn-Zahl	Serum, Li-Heparinplasma	Photometrie	SOP-KC-Met-013 V3 SOP-COB-Met-904 V7	Cobas 6000 Cobas 8000
Cholesterin	Serum, Li-Heparinplasma	Photometrie	SOP-KC-Met-069 V3 SOP- COB-Met-850 V10	Cobas 6000 Cobas 8000
CK	Serum, Li-Heparinplasma	Photometrie	SOP-KC-Met-016 V3 SOP-COB-Met-921 V9	Cobas 6000 Cobas 8000

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-13026-01-00

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät
Creatinin	Serum, Li-Heparinplasma, Urin	Photometrie	SOP-KC-Met-1426 V1 SOP-COB-Met-1241 V6	Cobas 6000 Cobas 8000
CK-MB	Serum, Li-Heparinplasma	Photometrie	SOP-KC-Met-032 V4 SOP- COB-Met-922 V10	Cobas 6000 Cobas 8000
Cystatin C	Serum, Li-Heparinplasma, EDTA- Blut	Photometrie	SOP-KC-Met-1476 V1 SOP-COB-Met-1240 V5	Cobas 6000 Cobas 8000
Eisen	Serum, Li-Heparinplasma	Photometrie	SOP-KC-Met-223 V5 SOP- COB-Met-849 V8	Cobas 6000 Cobas 8000
Gesamteiweiß	Serum, Plasma, Liquor	Photometrie	SOP-KC-Met-030 V4 SOP-COB-Met-909 V10	Cobas 6000 Cobas 8000
Glucose	NaF, Serum, Urin, Liquor	Photometrie	SOP-KC-Met-1380 V1 SOP- COB-Met-915 V11	Cobas 6000 Cobas 8000
Glucose	Hämolysat	Photometrie	SOP-KC-Met-1404 V1 SOP- COB-Met-931 V8	Cobas 6000 Cobas 8000
Lactat	NaF-Na-Heparinplasma, Liquor	Photometrie	SOP-KC-Met-1370 V1 SOP- COB-Met-914 V9	Cobas 6000 Cobas 8000
Harnsäure	Serum, Li-Heparinplasma, Urin	Photometrie	SOP-KC-Met-306 V3 SOP-COB-Met-917 V12	Cobas 6000 Cobas 8000
Harnstoff	Serum, Li-Heparinplasma, Urin	Photometrie	SOP-KC-Met-1427 V1 SOP-COB-Met-916 V9	Cobas 6000 Cobas 8000

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-13026-01-00

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät
HDL	Serum, Li-Heparinplasma	Photometrie	SOP-KC-Met-300 V3 SOP- COB-Met-1242 V5	Cobas 6000 Cobas 8000
LDH	Serum, Li-Heparinplasma	Photometrie	SOP-KC-Met-033 V3 SOP- COB-Met-891 V7	Cobas 6000 Cobas 8000
LDL	Serum, Li-Heparinplasma	Photometrie	SOP-KC-Met-302 V4 SOP-COB-Met-1070 V7	Cobas 6000 Cobas 8000
Lipase	Serum, Li-Heparinplasma	Photometrie	SOP-KC-Met-317 V3 SOP- COB-Met-920 V7	Cobas 6000 Cobas 8000
Lipoprotein a	Serum, Li-Heparinplasma	Photometrie	SOP-KC-Met-1513 V1 SOP-COB-Met-1013 V7	Cobas 6000 Cobas 8000
Lithium	Serum, Li-Heparinplasma	Photometrie	SOP-KC-Met-120 V4 SOP-COB-Met-847 V7	Cobas 6000 Cobas 8000
Magnesium	Serum, Li-Heparinplasma	Photometrie	SOP-KC-Met-213 V4 SOP- COB-Met-906 V11	Cobas 6000 Cobas 8000
Anorganischer Phosphor	Serum, Li-Heparinplasma, Urin	Photometrie	SOP-KC-Met-1434 V1 SOP-COB-Met-902 V11	Cobas 6000 Cobas 8000
Triglyceride	Serum, Li-Heparinplasma	Photometrie	SOP-KC-Met-305 V3 SOP- COB-Met-851 V12	Cobas 6000 Cobas 8000
Ammoniak	EDTA-Plasma	Photometrie	SOP-KC-Met-1498 V1 SOP-COB-Met-929 V9	Cobas 6000 Cobas 8000
Albumin	Serum, Li-Heparinplasma	Turbidimetrie	SOP-KC-Met-039 V3 SOP-COB-Met-907 V7	Cobas 6000 Cobas 8000
Alkohol	Serum, Li-Heparinplasma	Photometrie	SOP-KC-Met-094 V4 SOP-COB-Met-928 V10	Cobas 6000 Cobas 8000
Antithrombin III	Citrat-Plasma	chromat. Photometrie	SOP-GR-Met-057 V11	BCSXP
Faktor XIII	Citrat-Plasma	chromat. Photometrie	SOP-GR-Met-064 V11	BCSXP
Protein C	Citrat-Plasma	chromat. Photometrie	SOP-GR-Met-162 V10	BCSXP
Faktor IX Inhibitor	Citrat-Plasma	chromat. Photometrie	SOP-GR-Met-1135 V2	BCSXP
Hämoglobin	EDTA-Blut	photometr.Endpunktbest.	SOP-HAEM-Met-352 V9	Sysmex XN

Ausstellungsdatum: 25.07.2023

Gültig ab: 25.07.2023

Untersuchungsart:

Spektrometrie (Reflektometrie/Träger gebundene Untersuchungsverfahren)

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät
Urinstatus-Spezifisches Gewicht	Urin	Reflexionsphotometrie	SOP-UR-Met-161 V8	UC3500
Urinstatus-pH-Wert	Urin	Reflexionsphotometrie	SOP-UR-Met-046 V8	UC3500
Urinstatus-Leukozyten	Urin	Reflexionsphotometrie	SOP-UR-Met-047 V8	UC3500
Urinstatus-Nitrit	Urin	Reflexionsphotometrie	SOP-UR-Met-048 V9	UC3500
Urinstatus-Proteine	Urin	Reflexionsphotometrie	SOP-UR-Met-049 V8	UC3500
Urinstatus-Glucose	Urin	Reflexionsphotometrie	SOP-UR-Met-050 V8	UC3500
Urinstatus-Ketone	Urin	Reflexionsphotometrie	SOP-UR-Met-142 V8	UC3500
Urinstatus-Urobilinogen	Urin	Reflexionsphotometrie	SOP-UR-Met-160 V8	UC3500
Urinstatus-Bilirubin	Urin	Reflexionsphotometrie	SOP-UR-Met-158 V8	UC3500
Urinstatus-Erythrozyten	Urin	Reflexionsphotometrie	SOP-UR-Met-143 V8	UC3500
Färbung: Blutausstrich, Liquor, Knochenmark	Urin	Reflexionsphotometrie	SOP-UR-Met-342 V7	
Drogen im Urin	Urin	Reflexionsphotometrie	SOP-UR-Met-200 V12	
Oxycodon im Urin	Urin	Reflexionsphotometrie	SOP-UR-Met-838 V7	
Urinteststreifen: Ketur-Test	Urin	Reflexionsphotometrie	SOP-UR-Met-164 V6	
Urinbestimmung auf pH mit Lackmuspapier	Urin	Reflexionsphotometrie	SOP-UR-Met-340 V6	

Untersuchungsart:

Spektrometrie (Immunturbidimetrie)*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät
Transferrin	Serum, Li-Heparinplasma	Immunturbidimetrie	SOP-KC-Met-222 V3 SOP-COB-Met-923 V9	Cobas 6000 8000 Cobas
Haptoglobin	Serum, Li-Heparinplasma	Immunturbidimetrie	SOP-KC-Met-086 V3 SOP-COB-Met-924 V8	Cobas 6000 8000 Cobas
Eiweiß	Liquor, Urin	Immunturbidimetrie	SOP-KC-Met-1366 V1 SOP-COB-Met-918 V7	Cobas 6000 8000 Cobas

Untersuchungsart:

Spektrometrie (Immunturbidimetrie)*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät
Hämoglobin A1c	EDTA, Hämolysat	HPLC	SOP-HAEM-Met-1535 V2	TOSOH

Untersuchungsgebiet: Immunologie

Untersuchungsart: Elektrophorese*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät
Albumin	Serum, Urin	Zonenelektrophorese (Celluloseacetat-Elektrophorese)	SOP-EPH-Met-146 V10	Sebia Capillarys
alpha-1-Globulin	Serum, Urin	Zonenelektrophorese (Celluloseacetat-Elektrophorese)	SOP-EPH-Met-146 V10	Sebia Capillarys
alpha-2-Globulin	Serum, Urin	Zonenelektrophorese (Celluloseacetat-Elektrophorese)	SOP-EPH-Met-146 V10	Sebia Capillarys
beta-Globulin	Serum, Urin	Zonenelektrophorese (Celluloseacetat-Elektrophorese)	SOP-EPH-Met-146 V10	Sebia Capillarys
gamma-Globulin	Serum, Urin	Zonenelektrophorese (Celluloseacetat-Elektrophorese)	SOP-EPH-Met-146 V10	Sebia Capillarys

Untersuchungsart:

Ligandenassays*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät
anti-Jo-1	Serum, Li-Heparinplasma	ELISA	SOP-SER-Met-349 V9	MRX
anti-RNP	Serum, Li-Heparinplasma	ELISA	SOP-SER-Met-349 V9	MRX
anti-Scl-70	Serum, Li-Heparinplasma	ELISA	SOP-SER-Met-349 V9	MRX
anti-SM	Serum, Li-Heparinplasma	ELISA	SOP-SER-Met-349 V9	MRX
anti-SS-B	Serum, Li-Heparinplasma	ELISA	SOP-SER-Met-349 V9	MRX
Pankreaselastase	Stuhl	CLIA	SOP-BAK-Met-1457 V1	Liaison
Quantiferon (TB-Gold-Test)	Heparinvollblut	CLIA	SOP-SER-Met-1516 V6	Liaison
anti-SS-A-ENA-Profil-ELISA	Serum, Li-Heparinplasma	ELISA	SOP-SER-Met-349 V9	MRX
allergenspezifisches IgE	Serum	Fluoreszenzimmunoassay	SOP-SER-Met-1406 V2	Phadia 250
anti-Cardiolipin-IgG	Serum	Fluoreszenzimmunoassay	SOP-SER-Met-1387 V2	Phadia 250
anti-Cardiolipin-IgM	Serum	Fluoreszenzimmunoassay	SOP-SER-Met-1386 V2	Phadia 250
anti-B2-GPI-IgG	Serum	Fluoreszenzimmunoassay	SOP-SER-Met-1410 V2	Phadia 250
anti-B2-GPI-IgM	Serum	Fluoreszenzimmunoassay	SOP-SER-Met-1402 V2	Phadia 250
Ak geg. cycl. Citrullin-Peptid (CCP)	Serum	Fluoreszenzimmunoassay	SOP-SER-Met-1412 V2	Phadia 250
anti-Gliadin (IgG)	Serum	Fluoreszenzimmunoassay	SOP-SER-Met-1388 V2	Phadia 250

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-13026-01-00

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät
anti-Gliadin (IgA)	Serum	Fluoreszenzimmunoassay	SOP-SER-Met-1416 V2	Phadia 250
IgE	Serum, Li-Heparinplasma	ECLIA	SOP-COB-Met-1289 V2	Cobas 8000
anti-Proteinase 3	Serum, Li-Heparinplasma	Fluoreszenzimmunoassay	SOP-SER-Met-1411 V2	Phadia 250
anti-TG (Thereoglobulin-AK/TAK)	Serum	Kompetitionsprinzip	SOP-COB-Met-1270 V2	Cobas 8000
anti-TPO (Mikrosomale AK)	Serum	Kompetitionsprinzip	SOP-COB-Met-1285 V2	Cobas 8000
anti-TSH-Rezeptor (TRAK)	Serum	Kompetitionsprinzip	SOP-COB-Met-1272 V3	Cobas 8000
MPO	Serum, Li-Heparinplasma	Fluoreszenzimmunoassay	SOP-SER-Met-1405 V3	Phadia 250
ANA CTD Screen	Serum, Li-Heparinplasma	Fluoreszenzimmunoassay	SOP-SER-Met-1415 V2	Phadia 250
Gewebstransglutaminase / Endomysium IgA	Serum, Li-Heparinplasma	Fluoreszenzimmunoassay	SOP-SER-Met-890 V5	Phadia 250
ANA/ENA	Serum, Li-Heparinplasma	Line-Immunoassay	SOP-SER-Met-1623 V1	Carl
Influenza A+B	Nasenabstrich	immunograph. Einschrittassay	SOP-SER-Met-246 V7	Vortexer

**Untersuchungsart:
Mikroskopie***

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät
ANA (Ak gegen Zellkerne)	Serum, Li-Heparinplasma	IFT	SOP-SER-Met-1259-V1	Fluoreszenzmikroskop
AMA (Antikörper gegen-Mitochondrien)	Serum	IFT	SOP-SER-Met-1260-V2	Fluoreszenzmikroskop
ASMA (Antikörper g. glatte-Muskulatur)	Serum	IFT	SOP-SER-Met-1260-V2	Fluoreszenzmikroskop
anti-Aktin (IFT)	Serum, Li-Heparinplasma	IFT	SOP-SER-Met-339-V11	Fluoreszenzmikroskop
anti-Doppelstrang-DNS	Serum, Li-Heparinplasma	IFT	SOP-SER-Met-1261-V2	Fluoreszenzmikroskop
anti-Leber-Membran-Antigen- (LMA-Antikörper)	Serum, Li-Heparinplasma	IFT	SOP-SER-Met-341-V9	Fluoreszenzmikroskop
anti-Leber-Niere-Mikrosomen (LKM-Antikörper)	Serum, Li-Heparinplasma	IFT	SOP-SER-Met-1260-V2	Fluoreszenzmikroskop
anti-Tubulus-Basalmembran- (TBM-Antikörper)	Serum, Li-Heparinplasma	IFT	SOP-SER-Met-343-V10	Fluoreszenzmikroskop
Antikörper gegen Parietalzellen- (PCA-Antikörper)	Serum, Li-Heparinplasma	IFT	SOP-SER-Met-216-V10	Fluoreszenzmikroskop
Anti-Centromere-Antikörper	Serum, Li-Heparinplasma	IFT	SOP-SER-Met-1259-V1	Fluoreszenzmikroskop

Untersuchungsart:

Spektrometrie (Immunturbidimetrie)*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät
CRP	Serum, Li-Heparinplasma	Immunturbidimetrie	SOP-KC-Met-1419 V1 SOP-COB-Met-1524 V3	Cobas 6000 Cobas 8000
IgG	Serum, Li-Heparinplasma, Urin, Liquor	Immunturbidimetrie	SOP-KC-Met-1368 V1 SOP-COB-Met-911 V10	Cobas 6000 Cobas 8000
IgA	Serum, Li-Heparinplasma	Immunturbidimetrie	SOP-KC-Met-209 V3 SOP-COB-Met-912 V7	Cobas 6000 Cobas 8000
IgM	Serum, Li-Heparinplasma	Immunturbidimetrie	SOP-KC-Met-211 V3 SOP-COB-Met-913 V8	Cobas 6000 Cobas 8000
RF	Serum, Li-Heparinplasma	Immunturbidimetrie	SOP-KC-Met-221 V3 SOP- COB-Met-927 V10	Cobas 6000 Cobas 8000
C3	Serum, Li-Heparinplasma	Immunturbidimetrie	SOP-KC-Met-316 V3 SOP-COB-Met-925 V8	Cobas 6000 Cobas 8000
C4	Serum, Li-Heparinplasma	Immunturbidimetrie	SOP-KC-Met-082 V3 SOP- COB-Met-926 V7	Cobas 6000 Cobas 8000
freie Leichtketten Typ kappa	Serum	Immunturbidimetrie	SOP-COB-Met-1422 V1	Cobas 8000
freie Leichtketten Typ lambda	Serum	Immunturbidimetrie	SOP-COB-Met-1408 V1	Cobas 8000
Myoglobin	Serum, Li-Heparinplasma	Immunturbidimetrie	SOP-KC-Met-214 V3 SOP- COB-Met-899 V10	Cobas 6000 Cobas 8000
a1-Microglobulin	Urin	Immunturbidimetrie	SOP-KC-Met-1433 V1 SOP-COB-Met-1012 V6	Cobas 6000 Cobas 8000
α1- Antitrypsin	Serum, Li-Heparinplasma	Immunturbidimetrie	SOP-COB-Met-840 V8	Cobas 8000
Coeruloplasmin	Serum, Li-Heparinplasma	Immunturbidimetrie	SOP-COB-Met-839 V9	Cobas 8000
β2-Microglobulin	Serum, Li-Heparinplasma	Immunturbidimetrie	SOP-COB-Met-1390 V3	Cobas 8000
ASL	Serum	Immunturbidimetrie	SOP-KC-Met-079 V3 SOP- COB-Met-930 V8	Cobas 6000 Cobas 8000

Untersuchungsart:

Spektrometrie (Turbidimetrie)*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät
Albumin	Serum, Li-Heparinplasma, Liquor, Urin	Turbidimetrie	SOP-KC-Met-1367 V1	Cobas 6000
			SOP-COB-Met-910 V10	Cobas 8000

Untersuchungsgebiet: Mikrobiologie

Untersuchungsart:

Ligandenassays*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät
Bordetella Pertussis IgA/IgG	Serum, Li-Heparinplasma	CLIA	SOP-SER-Met-1361 V3	Liaison
Toxoplasma gondii IgG	Serum, Li-Heparinplasma	ELFA	SOP-SER-Met-1382 V4	Liaison
Toxoplasma gondii IgM	Serum	ELFA	SOP-SER-Met-1382 V4	Liaison
Borrelia Line	Serum, Li-Heparinplasma	Blot	SOP-SER-Met-542 V11	CarL
Borrelia IgG/IgM (EIA)	Serum, Li-Heparinplasma, Liquor	EIA	SOP-SER-Met-1381 V7	Liaison
Yersinia IgG/IgA (Western-Blot)	Serum, Li-Heparinplasma	Blot	SOP-SER-Met-095 V10	CarL

Untersuchungsart:

Agglutinationsteste*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät
Streptokokken	Reinkultur	Agglutination	SOP-BAK-Met-371 V9	
Pneumokokken	Reinkultur	Agglutination	SOP-BAK-Met-377 V8	
Staphylokokken	Reinkultur	Agglutination	SOP-BAK-Met-370 V8	
Treponema pallidum	Serum/Liquor	Sandwichprinzip	SOP-COB-Met-1293 V2	Cobas 8000

Untersuchungsart:

Empfindlichkeitstestungen von Bakterien, Parasiten, Pilzen*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät
aerobe, anaerobe Bakterien, Pilze	Reinkultur	MHK im Mikrobouillondilutionstest, manuell, Aerotoleranz	SOP-BAK-Met-345 V8	Mikrotiterplatte
Ceftolozan-Tazobactam	Reinkultur	E-Test	SOP-BAK-Met-1120 V2	
Ceftolozan-Avibactam	Reinkultur	E-Test	SOP-BAK-Met-1480 V2	
Gentamicin	Reinkultur	E-Test	SOP-BAK-Met-836 V6	
Haemophilus	Reinkultur	MHK im Mikrobouillondilutionstest	SOP-BAK-Met-823 V11	
Campylobacter	Reinkultur	MHK im Mikrobouillondilutionstest	SOP-BAK-Met-366 V8	
aerobe schnellwachsende Bakterien	Reinkultur	Breakpoint	SOP-BAK-Met-811 V9	
aerobe schnellwachsende Bakterien	Reinkultur	Agardiffusion	SOP-BAK-Met-1485 V1	

Untersuchungsart:

Keimdifferenzierung/-identifizierung/-typisierung*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät
Campylobacter	Reinkultur	Oxidase, Färbung, Hippurattest	SOP-BAK-Met-385 V10 SOP-BAK-Met-1431 V1	Vitek, MALDI TOF
Staphylokokken	Reinkultur	Katalase, Koagulase	SOP-BAK-Met-368 V8	Vitek, MALDI TOF
Streptokokken	Reinkultur	Katalase, Agglutination, Äskulinnachweis	SOP-BAK-Met-390 V7	Vitek, MALDI TOF
Neisseriaceae	Reinkultur	Färbung, Oxidase	SOP-BAK-Met-396 V6	Vitek, MALDI TOF
Sprosspilze	Reinkultur	Chromagarplatte	SOP-BAK-Met-402 V7	Vitek, MALDI TOF
Aerobe Bakterien	Reinkultur	Biochemie, Oxidase, Indol, Citrat, Mikroskopie	SOP-BAK-Met-382 V8	Vitek, MALDI TOF
Mycoplasma hominis/ Ureaplasma spp.	Reinkultur	Biochemie	SOP-BAK-Met-1590 V1	
Coryneforme Stäbchen	Reinkultur	Katalase, Färbung, Beweglichkeit, Biochemie	SOP-BAK-Met-391 V4	Vitek, MALDI TOF
Anaerobe Bakterien	Reinkultur	Biochemie, Oxidase, Indol, Citrat, Mikroskopie	SOP-BAK-Met-384 V7	Vitek, MALDI TOF
Enterobacteriaceae und Nonfermenter	Reinkultur	Biochemie, Oxidase, Indol, Citrat, Mikroskopie	SOP-BAK-Met-389 V5	Vitek, MALDI TOF
Salmonellen	Reinkultur	Agglutination	SOP-BAK-Met-400 V7	Vitek, MALDI TOF
Schimmelpilze	Reinkultur	Mikroskopie	SOP-BAK-Met-419 V7	Vitek, MALDI TOF

Untersuchungsart:
Kulturelle Untersuchungen*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät
Erreger des Harntraktes	Urin, Mittelstrahlurin, Katheterurin, Punktionsurin	Anzucht und Differenzierung, pathogener Erreger des Harntraktes	SOP-BAK-Met-011 V9	
Erreger des Harntraktes/ Leukozyten/ Uricult	Urin	Anzucht und Differenzierung, Keimzahlbestimmung (quant.) Hemmstofftest, Leukozyten (Stix)	SOP-BAK-Met-355 V8	
darmpathogener Erreger	Stuhl, Rektalabstriche, Darmbiopsien, Mekonium	Anzucht und Differenzierung, pathogener Erreger	SOP-BAK-Met-055 V12	
Sprosspilze quantitativ	Stuhl	Anzucht und Differenzierung von Sprosspilzen quant.	SOP-BAK-Met-151 V6	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-13026-01-00

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät
pathogener Erreger des Mundes und der oberen Atemwege	Abstriche von Mund, Rachen, Zunge	Anzucht und Differenzierung, pathogener Erreger des Mundes und oberen Atemwege	SOP-BAK-Met-058 V9	
β-hämolysierender und nicht β-hämolysierender Streptokokken	Rachenabstriche, Vaginalabstriche, Neonatalabstriche	Anzucht und Differenzierung β-hämolysierender Streptokokken	SOP-BAK-Met-083 V9	
Erreger des unteren Respirationstraktes	Sputum, Bronchialsekret, Trachealsekret, BAL	Anzucht und Differenzierung von path. Erregern des unteren Respirationstraktes	SOP-BAK-Met-082 V9	
Erreger aus ursprünglich sterilen Körperregionen	Wundabstriche, intraoperative Abstriche, Sekrete, Aszites, Punktate, Eiter, Drainagen u. ä.	Anzucht und Differenzierung, path. Keime aus ursprüngl. Sterilen Körperregionen	SOP-BAK-Met-090 V12	
Erreger aus oberflächlichen, nicht sterilen Körperregionen	Abstriche von Haut, Ohr, Nase, Auge, oberflächlichen Wunden und perinatale Abstriche	Anzucht und Differenzierung, von Erregern aus oberfl. Nicht sterilen Körperregionen	SOP-BAK-Met-147 V9	
Pathogene Erreger des Genitaltraktes	Vaginalabstriche u.-sekrete, Cervixabstriche u.-sekrete	Anzucht und Differenzierung, Färbung, Keimzahlbestimmung (semiquant.)	SOP-BAK-Met-037 V8	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-13026-01-00

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät
MRSA	Abstriche aus allen Körperregionen, positive Blutkulturen, die grampositive Kokken enthalten	Anzucht und Differenzierung von MRSA	SOP-BAK-Met-024 V10	
Neisseria gonorrhoeae	Urethral-, Zervikal-, Tubenabstriche und -sekrete	selektive Anzucht und Differenzierung, Keimzahlbestimmung (semiquant.)	SOP-BAK-Met-226 V7	
pathogene Erreger aus Katheterspitzen	Katheterspitzen	Anzucht und Differenzierung Pathogene Erreger aus Katheterspitzen	SOP-BAK-Met-149 V7	
Meningitiserreger	Liquor	Anzucht und Differenzierung, von Meningitiserregern	SOP-BAK-Met-097 V10	
Sepsiserreger/Blutkulturen	Vollblut in Blutkulturflaschen	Anzucht und Differenzierung von Sepsiserregern	SOP-BAK-Met-092 V9	BACTEC 9240
Clostridioides difficile	Stuhl	Anzucht und Differenzierung, Färbung, Hellfeldmikroskopie, Keimzahlbestimmung (semiquant.)	SOP-BAK-Met-1243 V3	
VRE	Abstrich	Anzucht und Differenzierung von VRE	SOP-BAK-Met-834 V4	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-13026-01-00

MRGN/ ESBL	Abstrich	Anzucht und Differenzierung von MRGN und ESBL	SOP-BAK-Met-835 V5	
------------	----------	---	--------------------	--

Untersuchungsart:

Ligandenassays*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät
Clostridioides difficile Toxin A und B	Stuhl	CLIA	SOP-BAK-Met-1243 V3	Liaison
Clostridioides difficile GDH	Stuhl	CLIA	SOP-BAK-Met-1236 V2	Liaison
Mycoplasma pneumoniae Ak	Serum	CLIA	SOP-SER-Met-1378 V4	Liaison
Campylobacter-Antigen	Stuhl	CLIA	SOP-BAK-Met-1431 V1	Liaison
Helicobacter Ag	Stuhl	CLIA	SOP-BAK-Met-1347 V3	Liaison
Giardia	Stuhl	Enzymimmunoassay	SOP-BAK-Met-411 V8	Photometer

Untersuchungsart:

Mikroskopie*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät
aerobe, anaerobe Bakterien, Pilze	Direktpräparat, Reinkultur	Gramfärbung	SOP-BAK-Met-241 V6	Mikroskop
Wurmeiern	Analklebestreifen	Mikroskopie	SOP-BAK-Met-403 V5 SOP-BAK-Met-845 V5	Mikroskop
Plasmodium spp. (Malaria - dicker Tropfen)	EDTA-Blut, Ausstrich aus Nativblut	Mikroskopie	SOP-HAEM-Met-500 V7	Mikroskop

Untersuchungsart:

Qualitative Untersuchungen (einfache) mit visueller Auswertung*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät
aerobe, anaerobe Bakterien, Pilze	Reinkultur	Katalasetest	SOP-BAK-Met-373 V8	
aerobe, anaerobe Bakterien, Pilze	Reinkultur	Oxidase Reaktion	SOP-BAK-Met-383 V8	
β -Lactamase	Reinkultur	β -Lactamase Reaktion	SOP-BAK-Met-1483 V1	
aerobe, anaerobe Bakterien, Pilze	Reinkultur	Indolnachweis	SOP-BAK-Met-375 V7	
Haemophilus X- und V- Faktoren	Reinkultur	Anzucht mit Wachstumsfaktoren	SOP-BAK-Met-378 V7	
Pseudomonas aeruginosa	Reinkultur	Anzucht auf Blutagar/ Temperaturtoleranz	SOP-BAK-Met-381 V7	
Wurmeier	Stuhl	Parasitenanreicherungs- verfahren	SOP-BAK-Met-845 V5	
Malaria-Schnelltest	EDTA-Blut	Immunchromatographischer Schnelltest	SOP-HAEM-Met-405 V3	

Untersuchungsart:

Chromatographie (Immunchromatographie (IC))

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät
CERTEST S. pneumoniae + Legionella	Urin	ICT	SOP-BAK-Met-1095 V2	
Nachweis von Penicillin Bindungs Protein	Einzelkulturen	Immunchromato-graphischer Schnelltest	SOP-BAK-Met-799 V9	

Untersuchungsgebiet: Virologie

Untersuchungsart:

Ligandenassays*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät
Anti-HAV-IgM	Serum, Li-Heparinplasma	CLIA	SOP-COB-Met-1310 V2	Cobas 8000
Anti-HAV-gesamt	Serum, Li-Heparinplasma	µ-Capture-Testprinzip	SOP-COB-Met-1309 V2	Cobas 8000
Anti-HBc-total	Serum, Li-Heparinplasma	Kompetitionsprinzip	SOP-COB-Met-1314 V2	Cobas 8000
Anti Hbc IgM	Serum, Li-Heparinplasma	µ-Capture-Testprinzip	SOP-COB-Met-1311 V2	Cobas 8000
Anti-HBs	Serum, Li-Heparinplasma	Sandwichprinzip	SOP-COB-Met-1316 V2	Cobas 8000
HBs-Antigen	Serum, Li-Heparinplasma	Sandwichprinzip	SOP-COB-Met-1315 V2	Cobas 8000
HCV-Antikörper	Serum, Li-Heparinplasma	CLIA	SOP-COB-Met-1312 V2	Cobas 8000
Anti-HIV	Serum, Li-Heparinplasma	CLIA	SOP-KC-Met-153 V3 SOP-COB-Met-1313 V2	Cobas 6000 Cobas 8000
Rötelvirus-IgG	Serum, Li-Heparinplasma	Sandwichprinzip	SOP-COB-Met-1292 V2	Cobas 8000
Varicella-Zoster-Virus IgG/IgM	Serum	CLIA	SOP-SER-Met-1521 V6	Liaison
SARS CoV 2 / Corona Virus IgG	Serum, Li-Heparinplasma	CLIA	SOP-SER-Met-1562 V5	Liaison
Cytomegalie-Virus-IgG	Serum	Sandwichprinzip	SOP-COB-Met-1304 V3	Cobas 8000
Cytomegalie-Virus-IgM	Serum	µ-Capture-Testprinzip	SOP-COB-Met-1286 V3	Cobas 8000
Hantavirus-IgG/IgM (Typ Puumala)	Serum, Li-Heparinplasma	Blot	SOP-SER-Met-096 V10	CarL

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-13026-01-00

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät
EBV-Serologie	Serum, Li-Heparinplasma	CLIA	SOP-SER-Met-1383 V7	Liaison
Parvovirus IgG/IgM	Serum, Li-Heparinplasma	CLIA	SOP-SER-Met-1522 V3	Liaison
Norovirus-Antigen	Stuhl	Enzymimmunoassay	SOP-BAK-Met-412 V8	Photometer
Rotavirus	Stuhl	CLIA	SOP-BAK-Met-1237 V1	Liaison
Adenoviren	Stuhl	CLIA	SOP-BAK-Met-1244 V2	Liaison
Hepatitis E IgG	Serum, Li-Heparinplasma	CLIA	SOP-SER-Met-1612 V3	Liaison
Hepatitis E IgM	Serum, Li-Heparinplasma	CLIA	SOP-SER-Met-1612 V3	Liaison

Untersuchungsart:

Molekularbiologische Untersuchungen (Amplifikationsverfahren)

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät
SARS CoV 2 / Corona Virus RNA	Abstrich trocken	TMA	SOP-PAN-Met-1546 V1	Panther
SARS CoV 2 / Corona Virus RNA	Abstrich trocken	RT-PCR	SOP-Leo-Met-1618 V1	Cobas 6800

Untersuchungsgebiet: Transfusionsmedizin

Untersuchungsart:

Agglutinationsteste*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät
Blutgruppe (incl. Serumgegenprobe, RH-Untergruppe, Dweak, Kell)	EDTA-Blut, Nabelschnurblut	Gelzentrifugation, Plattentechnik	SOP-TRAN-Met-053 V17, SOP-TRAN-Met-249 V8	Zentrifuge
DCT	EDTA-Blut, Nabelschnurblut	Gelzentrifugation, Plattentechnik	SOP-TRAN-Met-249 V8	Zentrifuge
Antikörpersuchtest	Vollblut, EDTA-Blut	Gelzentrifugation, Plattentechnik	SOP-TRAN-Met-134 V9	Zentrifuge
AK-Differenzierung (Coombs)	EDTA-Blut	Gelzentrifugation	SOP-TRAN-Met-324 V14	Zentrifuge
direkter Coombs-Test	Vollblut, EDTA-Blut	Gelzentrifugation	SOP-TRAN-Met-245 V10	Zentrifuge
A1/A2-/ H Austestung	Vollblut, EDTA-Blut	Röhrchentechnik	SOP-TRAN-Met-337 V10	Zentrifuge
Antikörper-Titer	EDTA-Blut, Li-Heparinplasma	Gelzentrifugation	SOP-TRAN-Met-240 V10	Zentrifuge
Kälteantikörper	EDTA-Blut, Li-Heparinplasma	Röhrchentechnik	SOP-TRAN-Met-347 V6	Zentrifuge
erythrozytäre Kreuzprobe	EDTA-Blut, Li-Heparinplasma	Gelzentrifugation Röhrchen	SOP-TRAN-Met-067 V10 SOP-TRAN-Met-348 V9	Zentrifuge
M-Antigen	Vollblut, EDTA-Blut	Röhrchentechnik	SOP-TRAN-Met-334 V9 SOP-TRAN-Met-536 V9 SOP-TRAN-Met-1603 V2	Zentrifuge
N-Antigen	Vollblut, EDTA-Blut	Röhrchentechnik	SOP-TRAN-Met-508 V9 SOP-TRAN-Met-540 V10 SOP-TRAN-Met-1615 V1	Zentrifuge

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-13026-01-00

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät
S-Antigen	Vollblut, EDTA-Blut	Röhrchentechnik	SOP-TRAN-Met-335 V8 SOP-TRAN-Met-534 V10 SOP-TRAN-Met-1538 V1 SOP-TRAN-Met-1603 V2	Zentrifuge
Kp(a/b)	Vollblut, EDTA-Blut	Röhrchentechnik	SOP-TRAN-Met-809 V8 SOP-TRAN-Met-810 V6 SOP-TRAN-Met-1543 V1	Zentrifuge
Lewis(a/b)-Antigen	Vollblut, EDTA-Blut	Röhrchentechnik	SOP-TRAN-Met-331 V8 SOP-TRAN-Met-538 V10	Zentrifuge
Lu(a/b)	Vollblut, EDTA-Blut	Röhrchentechnik	SOP-TRAN-Met-539 V9 SOP-TRAN-Met-336 V10 SOP-TRAN-Met-1614 V2	Zentrifuge
Kidd - Jk(a/b)-Antigen	Vollblut, EDTA-Blut	Röhrchentechnik	SOP-TRAN-Met-333 V9 SOP-TRAN-Met-533 V10 SOP-TRAN-Met-1603 V2 SOP-TRAN-Met-1543 V1	Zentrifuge
Duffy- Fy(a/b)-Antigen	Vollblut, EDTA-Blut	Röhrchentechnik	SOP-TRAN-Met-332 V9 SOP-TRAN-Met-537 V8 SOP-TRAN-Met-1538 V1 SOP-TRAN-Met-1603 V2	Zentrifuge
Cw-Antigen	Vollblut, EDTA-Blut	Röhrchentechnik	SOP-TRAN-Met-330 V9 SOP-TRAN-Met-535 V10	Zentrifuge
Blutgruppe (incl. Serumgegenprobe, RH-Untergruppe, Dweak, Kell)	EDTA-Blut, Li-Heparinplasma	Mikrotiterplatten/Capture R (Immucor)	SOP-TRAN-Met-826 V10	Galileo NEO

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-13026-01-00

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät
Antikörper-Suchtest	EDTA-Blut, Li-Heparinplasma	Mikrotiterplatten/Capture R (Immucor)	SOP-TRAN-Met-827 V5	Galileo NEO
AK-Differenzierung	EDTA-Blut, Li-Heparinplasma	Mikrotiterplatten/Capture R (Immucor)	SOP-TRAN-Met-829 V6	Galileo NEO
erythrozytäre Kreuzprobe	EDTA-Blut, Serum, Li-Heparinplas	Mikrotiterplatten/Capture R (Immucor)	SOP-TRAN-Met-828 V5	Galileo NEO